



TUZ TESİSLERİ (SALT FACTORY)



ENİ: Every 200 gr of ASTAL add 2.5 gr.
 Hardening paste. Amalgamate with
 care and product is ready to use ;
 once thoroughly dried after 25-30 min.
 The material can safely employed.

300 1-2 x 100 r. Astal yapıştırıcı için önerilen
 Silikonlar türü.
 Silikon (25 ° C) reaksiyon zamanı 5-7 dakika.
 Silikon (25 ° C) tamamen kurduktan sonra 25-30 dakika
 içinde kullanılabilir.

1-2 x 100 gr. ASTAL yapıştırıcı için önerilen
 Silikonlar türü.
 Silikon (25 ° C) reaksiyon zamanı 5-7 dakika.
 Silikon (25 ° C) tamamen kurduktan sonra 25-30 dakika
 içinde kullanılabilir.

300 1-2 x 100 r. Astal yapıştırıcı için önerilen
 Silikonlar türü.
 Silikon (25 ° C) reaksiyon zamanı 5-7 dakika.
 Silikon (25 ° C) tamamen kurduktan sonra 25-30 dakika
 içinde kullanılabilir.

ASTAL

Marble Glue

www.astalgrup.com

TSEK CODE: TIKO1200

Ağırlık: 1200 gr

ED:

ENIGFlammable -Harmful by inhalation -
 Irritating to eyes and skin Do not breathe vapours -
 Keep out of reach of children - Keep container tightly
 closed in a cool place - Be careful not to pour it to
 the container any residues of already catalyzed
 resin or catalyst - Professional Use - Content 1200gr

ENİ: Her 200 gr. Astal yapıştırıcı için önerilen
 Silikonlar türü. Silikon (25 ° C) reaksiyon zamanı
 5-7 dakika. Silikon (25 ° C) tamamen kurduktan sonra
 25-30 dakika içinde kullanılabilir.

1-2 x 100 gr. ASTAL yapıştırıcı için önerilen
 Silikonlar türü. Silikon (25 ° C) reaksiyon zamanı
 5-7 dakika. Silikon (25 ° C) tamamen kurduktan sonra
 25-30 dakika içinde kullanılabilir.

300 1-2 x 100 r. Astal yapıştırıcı için önerilen
 Silikonlar türü. Silikon (25 ° C) reaksiyon zamanı
 5-7 dakika. Silikon (25 ° C) tamamen kurduktan sonra
 25-30 dakika içinde kullanılabilir.

POLYURETHANE SILICONE,MASTIC -- CHEMICAL ANCHOR - GRANİT, MERMER VE TAŞ YAPIŞTIRICI





PST- PLASTİK – 010 - GALVANİZ METAL SİLİKON TABANCASI



1007- 600 ML. SOSİS -- 1015 -- 345 ML. CHEMICAL ANCHOR-- DEN --P.U FOAM TABANCALARI